

WE
CARE FOR
ENAMEL



DENTA
SONIC

Packung refills, set und Kit's für ihre aufträge



Packung und Refills - Aligner, Kieferorthopädisch, Lingual

DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
PN: 2 seiten:	DSM-01-12	DSM-02-12	DSM-03-12	DSM-04-12	RDS-05-12
PN: 1 seite links:	DSM-01L-12	DSM-02L-12	DSM-03L-12		
PN: 1 seite rechts:	DSM-01R-12	DSM-02R-12	DSM-03R-12		
Öffnung mm:	0.1mm	0.2mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm

Diamond Resin DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip
PN: 2 seiten:	RDS-02-12	RDS-025-12	RDS-03-12	RDS-04-12	RDS-05-12
Öffnung mm:	0.2mm	0.25mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm
PN: 1 seite links:	RDS-008L-12	RDS-009L-12	RDS-010L-12	RDS-012L-12	
PN: 1 seite rechts:	RDS-008R-12	RDS-009R-12	RDS-010R-12	RDS-012R-12	
Öffnung mm:	0.08mm	0.09mm	0.10mm	0.12mm	

DiaSaw 2 seiten und 1 seite.



Name:	DiaSaw	DiaSaw
PN: 2 seiten:	DSS-01-12	DSS-02-12
Öffnung mm:	0.01mm	0.02mm
PN: 1 seite links:	DSS-005L-12	
PN: 1 seite rechts:	DSS-005R-12	
Öffnung mm:	0.05mm	

DiaSaw ohne Diamant.



Name:	DiaSaw
PN: 2 seiten:	DSS-1-12
Öffnung mm:	0.05mm
PN: 1 seite links:	nicht beschichtet
PN: 1 seite rechts:	nicht beschichtet

DiaBee 2 seiten.



Name:	DiaBee	DiaBee	DiaBee	DiaBee	DiaPlaque
PN: 2 seiten:	DSB-15-12	DSB-25-12	DSB-40-12	DSB-60-12	DP-1-12
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	60µm	nicht beschichtet

Diaplaque ohne Diamant.



Name:	Diaplaque
PN: 2 seiten:	DP-1-12
Körnung µm:	nicht beschichtet

Packung und Refills - Aligner, Kieferorthopädisch, Lingual

DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
PN: 2 seiten:	DSM-01	DSM-02	DSM-03	DSM-04	RDS-05
PN: 1 seite links:	DSM-01L	DSM-02L	DSM-03L		
PN: 1 seite rechts:	DSM-01R	DSM-02R	DSM-03R		
Öffnung mm:	0.1mm	0.2mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm

Diamond Resin DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip	Resin DiaStrip
PN: 2 seiten:	RDS-02	RDS-025	RDS-03	RDS-04	RDS-05
Öffnung mm:	0.2mm	0.25mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm
PN: 1 seite links:	RDS-008L	RDS-009L	RDS-010L	RDS-012L	
PN: 1 seite rechts:	RDS-008R	RDS-009R	RDS-010R	RDS-012R	
Öffnung mm:	0.08mm	0.09mm	0.10mm	0.12mm	

DiaSaw 2 seiten und 1 seite.



Name:	DiaSaw	DiaSaw	DiaSaw
PN: 2 seiten:	DSS-01	DSS-02	DSS-1
Öffnung mm:	0.01mm	0.02mm	0.05mm
PN: 1 seite links:	DSS-0.05L		nicht beschichtet
PN: 1 seite rechts:	DSS-0.05R		nicht beschichtet
Öffnung mm:	0.05mm		

DiaSaw ohne Diamant.



Name:	DiaSaw
PN: 2 seiten:	DSS-1
Öffnung mm:	0.05mm
PN: 1 seite links:	nicht beschichtet
PN: 1 seite rechts:	nicht beschichtet

DiaBee 2 seiten.



Name:	DiaBee	DiaBee	DiaBee	DiaBee	Diaplaque
PN: 2 seiten:	DSB-15	DSB-25	DSB-40	DSB-60	DP-1
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	60µm	nicht beschichtet

Diaplaque ohne Diamant.



Name:	Diaplaque
PN: 2 seiten:	DP-1
Körnung µm:	nicht beschichtet

Um Blister mit nur 1 Stück oder 3 Stück zu bestellen, ersetzen Sie am Ende des Artikelcodes von -12 bis -1 oder -3

PoliStrip 2 seiten und 1 seite. Final Polieren.



Name:	PoliStrip
PN: 2 seiten:	RPS-9
PN: 1 seite links:	RPS-9L
PN: 1 seite rechts:	RPS-9R
Körnung µm:	9µm
Inhalt:	12X RPS-9

Name:	PoliStrip
PN: 2 seiten:	RPS-15
PN: 1 seite links:	RPS-15L
PN: 1 seite rechts:	RPS-15R
Körnung µm:	15µm
Inhalt:	12X RPS-15



PoliStrip 2 seiten und 1 seite. Final Polieren.



Name:	PoliStrip
PN: 2 seiten:	RPS-S2
Körnung µm:	9µm, 15µm
Inhalt:	6X RPS-9, 15

Name:	PoliStrip
PN: 2 seiten:	RPS1-S2
Körnung µm:	9µm, 15µm
Inhalt:	6X L or R RPS-9, 15

Ergebnis des Polierens der Schmelzoberfläche



Unbehandelte Schmelzoberfläche und mit Resin PoliStrip behandelte Oberfläche 15µm SEM-Vergrößerung 500x

Unbehandelte und mit Resin PoliStrip behandelte Schmelzoberfläche 15µm SEM-Vergrößerung 2000x

Behandelte Schmelzoberfläche (40µm) und mit Resin PoliStrip 15µm behandelte Mitte REM-Vergrößerung 2000x



Mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Werkstoffkunde: Technische Universität Darmstadt, Deutschland

So setzen Sie die Feile korrekt in das Handstück ein und entfernen sie wieder.

Falsche Handhabung der Feile



Niemals Feilen in den Kopf einführen, wie in den beiden Abbildungen links, da die Kraft nicht ausreicht und die Gefahr besteht, dass der Schaft der Feile bricht.

Korrekte Handhabung der Feile



Zum Einfügen die Leiste wird durch Ein-drücken des Schaftes in den Kopf, durch Drehen auf der rechten und linken Seite, bis der Griff in Ordnung ist.
Zum Entfernen ziehen Sie den Streifen aus dem Kopf heraus, indem Sie ihn auf der rechten und linken Seite drehen. Niemals den Streifen pliezen, weil Sie den Schaft brechen können. Der Schaft wider-steht bis zu 1kg Kraft durch plie es.

DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	DSM-S12
Inhalt:	2X DSM-0.1, 0.2, 0.3, 0.4 2X RDS-0.5, 2X RPS-15

Name:	DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	DSM-S5
Inhalt:	1X DSM-0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1X RDS-0.5

Name:	DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	DSM1-S12
Inhalt:	2X DSM-0.1L, 0.1R, 0.2L, 0.2R, 0.3L/R

Name:	DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	DSM1-S5
Inhalt:	1X L or R DMS-0.1, 0.2, 0.3 2X RPS-15

Resin DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	Resin DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	RDS-S12
Inhalt:	2X RDS-0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 1X RPS-15, 9

Name:	Resin DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	RDS1-S12
Inhalt:	2X RDS-0.08L/R, RDS-0.09L/R 2X RDS-0.10L/R, RDS-0.12L/R 2X RPS-9, 2X RPS-15

DiaSaw 2 seiten und 1 seite.



Name:	DiaSaw
PN: 1/2 seiten:	DSS-S12
Inhalt:	1X DSS-0.05L/R, 4X 0.1, 2X 0.2, 2X RPS-15, 9

Name:	DiaSaw
PN: 1/2 seiten:	DSS-S5
Inhalt:	1X DSS-0.05L/R, 0.1, 0.2, 1X RPS-15

DiaBee 2 seiten.



Name:	DiaBee
PN: 2 seiten:	DSB-S5
Inhalt:	1X DSB-15, 25, 40, 60 1X RPS-15

Aligner DiaStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	Aligner DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	DSA-S12A
Inhalt:	2X DSS-0.1, 2X DSM-0.2, 0.3 1X DSM-0.4, 1X DSM-05 1X RDS-0.4, 1X RDS-0.5 2X RPS-15

Name:	Aligner DiaStrip
PN: 1/2 seiten:	DSA-S5A
Inhalt:	1X DSS-0.1, 1X DSM-0.2, 0.3, 0.4 1X RDS-0.5

ErgoStrip 2 seiten und 1 seite



Name:	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip
PN: 2 seiten:	ESM-15-12	ESM-25-12	ESM-40-12	ESM-60-12
Inhalt:	12X ESM-15	12X ESM-25	12X ESM-40	12X ESM-60
PN: 1 seite:	ESM1-15-12	ESM1-25-12	ESM1-40-12	ESM1-60-12
Inhalt:	12X ESM1-15	12X ESM1-25	12X ESM1-40	12X ESM1-60
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	60µm

ErgoSaw 2 seiten.



Name:	ErgoSaw	ErgoSaw	ErgoSaw	ErgoSaw
PN: 2 seiten:	ESS-15-12	ESS-25-12	ESS-40-12	ESS-1
Inhalt:	12X ESS-15	12X ESS-25	12X ESS-40	12X ESS-1
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	nicht beschichtet

ErgoBee 2 seiten.



Name:	ErgoBee	ErgoBee	ErgoBee	ErgoBee
PN: 2 seiten:	ESB-15-12	ESB-25-12	ESB-40-12	ESB-60-12
Inhalt:	12X ESB-15	12X ESB-25	12X ESB-40	12X ESB-60
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	60µm
	bis Lagerende			

ErgoPlaque ohne Diamant.



Name:	ErgoPlaque
PN: 1/2 seiten:	EP-1
Inhalt:	12X EP-1
Körnung µm:	nicht beschichtet



Ergostrip Refill & Set konfektion.

ErgoStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip
PN: 1/2 seiten:	ESM-S12	ESM1-S12	ESM-S21
Inhalt:	3X ESM-15, 25, 40, 60	3X ESM1-15, 25, 40, 60	1X ESM1-15, 25, 40, 60 2X ESM-15, 25, 40, 60

ErgoSaw 2 seiten.



Name:	ErgoSaw
PN: 1/2 seiten:	ESS-S12
Inhalt:	4X ESS-15, 25, 40

ErgoBee 2 seiten.



Name:	ErgoBee
PN: 1/2 seiten:	ESB-S12
Inhalt:	3X ESB-15, 25, 40, 60 bis Lagerende

Packung Refills - Restaurierung, Verblendungen, Kronen und Brücken

Polishing ErgoStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	Polishing ErgoStrip
PN: 1/2 seiten:	REPS-15
Inhalt:	12X REPS-15
Körnung µm:	15µm

So verwenden Sie die ErgoStrips



Finger Grip Design für bessere taktile Kontrolle und perfekten Halt.

ErgoStrip Packung und Refills - Aligner, Kieferorthopädisch, Lingual

ErgoStrip 2 seiten und 1 seite



Name:	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip
PN: 2 seiten:	ESM-15-4	ESM-25-4	ESM-40-4	ESM-60-4
Inhalt:	4X ESM-15	4X ESM-25	4X ESM-40	4X ESM-60
PN: 1 seite:	ESM1-15-4	ESM1-25-4	ESM1-40-4	ESM1-60-4
Inhalt:	4X ESM1-15	4X ESM1-25	4X ESM1-40	4X ESM1-60
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	60µm

ErgoSaw 2 seiten.



Name:	ErgoSaw	ErgoSaw	ErgoSaw	ErgoSaw
PN: 2 seiten:	ESS-15-4	ESS-25-4	ESS-40-4	ESS-1-4
Inhalt:	4X ESS-15	4X ESS-25	4X ESS-40	4X ESS-1
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	nicht beschichtet

ErgoBee 2 seiten.



Name:	ErgoBee	ErgoBee	ErgoBee	ErgoBee
PN: 2 seiten:	ESB-15-4	ESB-25-4	ESB-40-4	ESB-60-4
Inhalt:	4X ESB-15	12X ESB-25	4X ESB-40	4X ESB-60
Körnung µm:	15µm	25µm	40µm	60µm
	<i>bis Lagerende</i>			

ErgoStrip Packung und Set's - Aligner, Kieferorthopädisch, Lingual

ErgoStrip 2 seiten und 1 seite.



Name:	ErgoStrip	ErgoStrip
PN: 1/2 seiten:	ESM-S4	ESM1-S4
Inhalt:	1X ESM-15, 25, 40, 60	1X ESM1-15, 25, 40, 60

ErgoSaw 2 seiten.



Name:	ErgoSaw
PN: 1/2 seiten:	ESS-S4
Inhalt:	1X ESS-15, 25, 40, 1

ErgoBee 2 seiten.



Name:	ErgoBee
PN: 1/2 seiten:	ESB-S4
Inhalt:	1X ESB-15, 25, 40, 60
	<i>bis Lagerende</i>

Basic Set's

Basic Set Ortho

Art. Ref.:	DSG4-204
Reduzierung:	4:1
Stücke:	14
Sterilisierbar:	Ja
Anmeldung:	■ ■
mit 1 zusätzlichen Pendelkopf	
Option Garantie:	1 oder 2 Jahre



1 zusätzlicher hin und hergehender Kopf
leise und vibrations- freie Handstück. Interne Wasserkühlung und hergehender Kopf.

Basic Set Aligner

Art. Ref.:	DSG4A-204
Reduzierung:	4:1
Stücke:	13
Sterilisierbar:	Ja
Anmeldung:	■ ■
Option Garantie:	1 oder 2 Jahre



Basic Set Orthofamily

Art. Ref.:	DSG4-204-OF
Reduzierung:	4:1
Stücke:	13
Sterilisierbar:	Ja
Anmeldung:	■ ■
Option Garantie:	1 oder 2 Jahre



Getestet von der Universität Tor Vergata, Rom.

Akkreditiertes Invisalign Center für Invisalign Zertifizierungs Kurse.

Basic Set Ortho NWC

Art. Ref.:	DSG4-200
Reduzierung:	4:1
Stücke:	12
Sterilisierbar:	Ja
Anmeldung:	■ ■
Option Garantie:	1 Jahr



Wassergekühltes Handstück

Professional Kit 1

Art. Nr.: DSPK1-2Y
 Reduzierung: 4:1
 Stücke: 35
 Sterilisierbar: Ja
 mit 1 zusätzlich drehbaren Druckknopf
 Option Garantie: 2 Jahre



Professional Kit 2



Art. Nr.:	DSPK2-2Y	DSPK2-1Y	DSPK2L-2Y
Reduzierung:	4:1	4:1	4:1
Stücke:	35	35	35
Sterilisierbar:	Ja	Ja	Ja
mit 1 zusätzlichen Pendelkopf, und Gutschein		kein Gutschein	mit Gutschein
Option Garantie:	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre




Professional Kit 3

Art. Nr.: DSPK3-2Y
 Reduzierung: 4:1
 Stücke: 36
 Sterilisierbar: Ja
 mit 1 zusätzlichen hin und hergehenden und 1 rotierenden Kopf
 Option Garantie: 2 Jahre



Take
 the guesswork
 out of
IPC interproximal
 correction





DENTASONIC

Weitere Informationen zu all diesen Produkten finden Sie unter www.denta-sonic.com: 5% Rabatt mit Code „DS5“

DS DENTASONIC SA
Via Piodella 12
CH-6933 Muzzano
Switzerland

Tel. +41 91 600 19 60
info@dentasonic.ch
www.denta-sonic.com

Offizieller Vertriebspartner:

Europäische Vertreterin: QuaSer S.r.l., Via Pian due Torri, 19, 00146 Roma

Einige der im Text erwähnten Produkte und Bezeichnungen sind patentiert oder urheberrechtlich geschützt. Das Fehlen eines besonderen Hinweises oder des ® Zeichens darf nicht als fehlendes Urheberrecht ausgelegt werden. Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung (auch auszugsweise) sind vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Farb und Produktänderungen vorbehalten. Druckfehler vorbehalten